



### ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES EDAN

i15 es portátil, fácil de usar y realiza pruebas de panel flexibles desde un único cartucho desecharable.

Variedad de cartuchos de prueba

BG3: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>

BG8: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Na, K, Cl, Ca, Hct

BC4: Na, K, Cl, Ca, Hct

BG4: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Lac

BG9: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Na, K, Cl, Ca, Glu, Hct

BG10: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Na, K, Cl, Ca, Glu, Lac, Hct

**Valores calculados:** HCO3-act, HCO3-std, BE (ecf), BE (B), BB (B), ctCO<sub>2</sub>, sO<sub>2</sub> (est), Ca ++ (7.4), AnGap, tHb (est), pO<sub>2</sub> (Aa) PO<sub>2</sub> (a / A), RI, pO<sub>2</sub> / FIO<sub>2</sub>, cH + (T), pO<sub>2</sub> (T), pO<sub>2</sub> (Aa) (T), pO<sub>2</sub> (a / A) , RI (T), pO<sub>2</sub> (T) / FIO<sub>2</sub>, Ca ++ (7.4)

