

VET CHROMA

Analizador Cuantitativo Fluorescente POCT

- Alta sensibilidad
- Lector fluorescente
- Interfaz de prueba
- Alta correlación
- Resultados dentro de 15 minutos
- Pruebas sencillas
- Método fácil de aprender



- | | |
|----------------|----------------------|
| ✓ PCR canino | Inflamación |
| ✓ Dimero-D | Coagulación/cardíaco |
| ✓ Progesterona | Ovulación |
| ✓ Cortisol | Metabolismo |
| ✓ T4 | Función Tiroidea |